

ANMELDUNG | MA. ENZERSDORF | 21. - 25.11.2022

Praxistraining für Medizintechniker*innen – B. Braun Space^{plus}

Frau Herr

Nachname, Vorname, Titel

Abteilung / Fachrichtung, Funktion

Klinik / Praxis

Straße, Nummer (Klinik / Praxis)

Postleitzahl, Ort (Klinik / Praxis)

Rechnungsanschrift (falls abweichend)

E-Mail (erforderlich, um weitere Korrespondenz zu Veranstaltung zu ermöglichen)

Datum, Unterschrift

Bitte per Post, Fax oder Mail an:

AESCULAP AKADEMIE ÖSTERREICH
Otto Braun-Str. 5 | 2344 Maria Enzersdorf
Telefon +43 676 88 541 507 | Fax +43 (0)2236 46 541 177
aesculap-akademie.at@bbraun.com | www.aesculap-akademie.at

Diese Veranstaltung kann ohne Angabe von Gründen durch den Veranstalter (Aesculap Akademie) jederzeit abgesagt werden. In diesem Fall werden bezahlte Teilnahmegebühren umgehend in voller Höhe rückerstattet. Weitergehende Ansprüche der angemeldeten TeilnehmerInnen gegen den Veranstalter (z.B. Erstattung von Stornogebühren für Unterkunft) werden ausgeschlossen. Der Veranstalter wird sich bestmöglich bemühen, Veranstaltungen nur in Ausnahmefällen und so rechtzeitig als möglich abzusagen, beispielsweise aufgrund zu geringer Anmeldezahlen oder dem Ausfall von ReferentInnen.

Die Aesculap Akademie Österreich / B. Braun Austria GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, welche Sie an uns im Rahmen Ihrer Anmeldung für Kurse der Aesculap Akademie bereitstellen, bloß für die Zwecke der Organisation und Administration der jeweiligen und zukünftiger Veranstaltungen sowie, um Sie hinsichtlich der Dienstleistungen und Produkte von B. Braun Austria GmbH auf dem Laufenden zu halten.

Wir verarbeiten Ihre Daten zu Zwecken der Veranstaltungsorganisation auf Basis der vertraglichen Beziehung zwischen Ihnen und der B. Braun Austria GmbH, wobei in diesem Fall die notwendigen Daten an Organisationen im B. Braun-Konzern übermittelt werden, soweit es für die Administration dienlich ist, sowie für Zwecke der Information über unsere Dienstleistungen und Produkte aus einem berechtigten Interesse heraus.

Für Zwecke der Information über unsere Dienstleistungen und Produkte werden wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte bloß übermitteln, wenn Sie uns dazu Ihre jederzeit widerrufbare Einwilligung, wie folgt, erteilen:

Ich willige in die Nutzung meiner angegebenen personenbezogenen Daten für Zwecke der Information über Dienstleistungen und Produkte innerhalb der B. Braun-Konzerns bis auf Widerruf ausdrücklich ein. Für Rückfragen zum Datenschutz bei B. Braun Austria können Sie sich jederzeit an B. Braun Austria GmbH, Otto-Braun Straße 3-5, 2344 Maria Enzersdorf oder an datenschutz.at@bbraun.com wenden sowie Informationen auf unserer Website abrufen unter <https://www.bbraun.at/de/datenschutz.html>. Während den Veranstaltungen der Aesculap Akademie Österreich / B. Braun Austria GmbH können Bildaufnahmen erstellt werden, welche auf Websites des B. Braun-Konzerns oder entsprechenden Social Media Plattformen veröffentlicht werden können. Sie können jederzeit der Nutzung für diese Zwecke widersprechen, indem Sie uns vor der Veranstaltung per Email (datenschutz.at@bbraun.com) oder das Team der Aesculap Akademie vor Ort informieren.

Die Aesculap Akademie® ist eines der führenden medizinischen Foren für alle, die sich beruflich leidenschaftlich, engagiert und mit großer Ambition für die Gesundheit der Menschen einsetzen. Ihnen bieten wir Wissenstransfer auf höchstem Niveau nach weltweit anerkannten Qualitätskriterien durch innovative Methoden und Technologien.

DIALOG – DEDICATED TO LIFE.

Die Aesculap Akademie® hat ihre Wurzeln im Unternehmen B. Braun, das seit mehr als 175 Jahren die Gesundheit der Menschen schützt und verbessert. Mit unseren Kursen, Hands-on-Trainings und Symposien tragen wir dazu bei, das Versprechen unseres Mutterkonzerns einzulösen: SHARING EXPERTISE.

Die Angebote der Aesculap Akademie® bieten Teilnehmern, die sich in einem inspirierenden Umfeld weiterentwickeln wollen, Wissenstransfer und Lehre in einem lebendigen Dialog, der dem Leben gewidmet ist.

AESCULAP AKADEMIE ÖSTERREICH

Otto Braun-Strasse 3-5 | 2344 Ma. Enzersdorf | Telefon 0676 88541 507
aesculap-akademie.at@bbraun.com | www.aesculap-akademie.at

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

AESCULAP ACADEMY – a B. Braun company



PRODUCT COMPETENCY

PRAXISTRAINING FÜR MEDIZINTECHNIKER*INNEN B. BRAUN SPACE^{PLUS}

21. bis 25. November 2022 | Maria Enzersdorf

Aesculap Akademie präsentiert Praxistraining für Medizintechniker*innen

Sehr geehrte Damen und Herren,
sind Sie Medizin- und/oder Sicherheitstechniker*in in Ihrem Krankenhaus und damit für einen reibungslosen Ablauf der neuen B. Braun Space^{plus} Geräte verantwortlich? Dann ist für Sie unser bewährtes und praxisbezogenes Training genau richtig. Es vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse, B. Braun Infusionstechnologieräte im Sinne gesteigerter Patientensicherheit und gehobener Einsatzfreudigkeit zu betreuen.

Im Zuge dieses viereinhalbtägigen Trainings werden Sie die Fähigkeit erlangen, die gesamte Produktpalette der neuen B. Braun Space^{plus} Geräte ordnungsgemäß zu installieren und zu bedienen. Ebenso erwerben Sie grundlegende Kenntnisse bezüglich Fehleranalyse, Geräteinstandsetzung nach Defekten, Gerätekalibration, Gerätesoftware und zu sicherheitstechnischen Prüfungen inkl. Funktionskontrollen.


VORWORT

Wir legen besonderen Wert auf praxisbezogene Übungen an den einzelnen Geräten. Maximal zwei Teilnehmer werden an einem Schulungsgerät jedes Modells das Gelernte unter Anleitung unserer erfahrenen Trainer und bei Bedarf mit deren Hilfestellung anwenden, damit Sie im eigenen Haus nicht Gefahr laufen, das eigene Investitionsgut durch unsichere Handhabung zu schädigen.

Achtung: Die Teilnehmeranzahl ist auf 10 Personen pro Kurs begrenzt.

Eine rasche Anmeldung ist daher von Vorteil.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



PROGRAMM

KURSBEGINN: Mo 10:00 Uhr, Di - Fr 09:00 Uhr
KURSENDE: Mo - Do ca. 17:00 Uhr, Fr 12:00 Uhr

- Einführung und Zielsetzung des Trainings
- Gerätebeschreibung via Trainerguideline und Servicemanual
- Einführung in die Infusionstechnik und ihre Gefahren
- B. Braun SpaceStation mit SpaceCover Comfort
Bedienung
Funktionsprüfung
Kalibrierung
Sicherheitstechnische Prüfungen
Praktische Übungen: Montage und Demontage
- B. Braun Infusomat® Space^{plus}
Bedienung
Funktionsprüfung
Kalibrierung
Sicherheitstechnische Prüfungen
Praktische Übungen: Montage und Demontage
- B. Braun Perfusor® Space^{plus}
Bedienung
Funktionsprüfung
Kalibrierung
Sicherheitstechnische Prüfungen
Praktische Übungen: Montage und Demontage
- Einführung in Space OnlineSuite^{plus} (nach Bedarf)
Einführung High-End Infusionstherapie
(Sonderfunktionen und Medikamentendatenbank)
Softwareinstallation
Bedienung
- Mittwoch Abend findet ein gemeinsames Abendessen (optional) statt. Nähere Infos erhalten Sie beim Kurs.

INFORMATIONEN

VERANSTALTER

Aesculap Akademie Österreich

TRAINER

Ing. Andreas Taxer

Technical Competence Center der B. Braun Austria GmbH

VERANSTALTUNGSORT

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Akademie Österreich
Otto-Braun-Str. 3-5 | 2344 Ma. Enzersdorf | www.bbtraun.at

ANFAHRT

A2 Ausfahrt «SCS/Mödling», rechts auf die B17, nach ca. 500 m (XXX Lutz) links auf die B12A. Beim Kreisverkehr links abbiegen (Johann Steinböck-Str.) und bei der nächsten Ampel rechts abbiegen (In den Schnablern). Geradeaus weiter bis zu «Billa» und nach dem Kreisverkehr links in die Otto Braun-Straße.

TEILNAHMEGEBÜHR (INKL. MWST.)

€ 930,-

In der Teilnahmegebühr enthalten sind: Kaffeepausen, Mittagessen und Getränke während des Trainings, je ein gemeinsames Abendessen, Servicemanuals und eventuell Seminarunterlagen. Nicht enthalten ist die Nächtigung, wir sind Ihnen aber gerne bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft behilflich. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung.

STORNOBEDINGUNGEN

Bei Rücktritt bis 4 Wochen vor der Veranstaltung werden die Gebühren voll erstattet. Bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50% der Teilnahmegebühr. Bei Stornierung danach bzw. bei Nichterscheinen wird die volle Teilnahmegebühr fällig.

ANMELDESCHLUSS

Eine Woche vor der Veranstaltung.