

Novosyn[®]

Die neue PGLA Nahtmaterial-Generation


Mittelfristig reißfestes, resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial



Nahtmaterial

Novosyn®

Die neue PGLA Nahtmaterial-Generation



Eigenschaften

- Hervorragender Knotenlauf
- Exzellenter Knotensitz bereits bei der ersten Schlinge
- Ausgezeichnete Knotenrepositionierung
- Deutlich geringere Gewebereaktion für eine optimierte Wundheilung
- Hochwertige Easyslide Nadeln bei allen Nadel-Faden-Kombinationen


Indikationen

Novosyn® ist indiziert in allen Anwendungsbereichen, wo gemäß chirurgischer Praxis geflochtene, synthetische, mittelfristig reißfeste, resorbierbare Nahtmaterialien eingesetzt werden, besonders zur Adaption von Weichgeweben und bei Ligaturen.

Easyslide Nadel Qualität

Der abgeflachte Nadelkörper und die hochwertige Stahllegierung L300 Quality Steel garantieren eine indikationsgerechte, bestmögliche Biege- und Bruchfestigkeit.

Nadelspitze und Oberflächenbeschaffenheit erlauben ein außerordentlich gutes Penetrationsverhalten, auch nach wiederholtem Durchstechen.



Tage nach der Implantation	verbleibende Reißkraft
1. Tag	100 %
14 Tage	75 %
21 Tage	50 %
28 Tage	25 %
56 – 70 Tage	vollständige Resorption

Novosyn® ist ein mittelfristig reißfestes, resorbierbares, synthetisches, geflochtenes chirurgisches Nahtmaterial, das aus einem Copolymer aus 90% Glykolat und 10% L-Laktat besteht.

Novosyn®

Die neue PGLA Nahtmaterial-Generation



Novosyn® ist mit der herausragenden Easyslide Nadel ausgestattet.

Optimaler, atraumatischer
Nadel-Faden-Übergang

Optimale Biegesteifigkeit

Exzellentes Penetrations-
verhalten, auch nach wieder-
holtem Durchstechen

L300 Quality Steel



Novosyn®

Material	Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10) resorbierbar
Beschichtung	Poly(glycolid-co-l-lactid 35/65) + CaSt
Fadenaufbau	multifil
Farbe	violett
Stärke	USP 2 – USP 8/0
Sterilisation	Ethylenoxyd

Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

Kurzfäden	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	metric
	3 x 45	violett	36		C0058624	C0058625	C0058626	C0058627	C0058629	C0058630	
	6 x 45	violett	36	C0058643	C0058644	C0058645	C0058646	C0058647	C0058649	C0058650	
	12 x 45	violett	36		C0058664	C0058665	C0058666	C0058667			
			24						B0058669	B0058670	
	2 x 70	violett	36		C0058404	C0058405	C0058406	C0058407	C0058409	C0058410	
	5 x 70	violett	36		C0058444	C0058445	C0058446	C0058447	C0058449	C0058450	
	1 x 140	violett	36		C0058204	C0058205	C0058207	C0058208	C0058209	C0058210	
	1 x 250 ARO	violett	12			G0058715	G0058716	G0058717	G0058719		

Schneidende Nadel


Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

3/8 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	metric
3/8 KREIS 9 mm ▼ DS 9 ☺	45	violett	36	C0068202							
3/8 KREIS 12 mm ▼ DS 12 ☺	45	violett	36	C0068206	C0068207	C0068208					
	70	violett	36		C0068507	C0068508					
3/8 KREIS 16 mm ▼ DS 16 ☺	45	violett	36		C0068212	C0068213	C0068214				
	70	violett	36			C0068513	C0068514				
3/8 KREIS 19 mm ▼ DS 19 ☺	45	violett	36		C0068219	C0068220	C0068221				
	70	violett	36		C0068419	C0068420	C0068421	C0068422			
3/8 KREIS 24 mm ▼ DS 24 ☺	70	violett	36				C0068234	C0068235	C0068236	C0068237	
3/8 KREIS 30 mm ▼ DS 30 ☺	70	violett	36					C0068246	C0068247	C0068248	C0068249
3/8 KREIS 35 mm ▼ DS 35 ☺	70	violett	36								C0068258









Schneidende Nadel

Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 15 mm ▼ HS 15 	45	violett	36	C0068203	C0068204						
	70	violett	36		C0068250						
1/2 KREIS 21 mm ▼ HS 21 	45	violett	36		C0068225	C0068226					
1/2 KREIS 23 mm ▼ HS 23 	45	violett	36				C0068230				
	70	violett	36				C0068430	C0068431			
1/2 KREIS 26 mm ▼ HS 26 	70	violett	36				C0068241	C0068242	C0068243		
1/2 KREIS 26 mm ▼ HS 26s 	70	violett	36				C0068641*	C0068290	C0068291	C0068292*	
1/2 KREIS 30 mm ▼ HS 30 	70	violett	36					C0068251	C0068252	C0068253	


Schneidende Nadel







Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)


mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten



1/2 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	metric
1/2 KREIS 37 mm ▼ HS 37 	90	violett	36			C0068494	C0068495	C0068496	C0068497	C0068498	
1/2 KREIS 37 mm ▼ HS 37s 	70	violett	36				C0068294	C0068296	C0068297	C0068298	
	90	violett	36				C0068596	C0068582	C0068583	C0068599	
1/2 KREIS 37 mm ▼ HS 37ss 	70	violett	36				C0068085	C0068086	C0068087		
1/2 KREIS 40 mm ▼ HS 40 	90	violett	36				C0068485	C0068486	C0068487	C0068488	
1/2 KREIS 40 mm ▼ HS 40s 	70	violett	36				C0068267	C0068268	C0068269		
	90	violett	36				C0068585	C0068586	C0068587	C0068588	
1/2 KREIS 48 mm ▼ HS 48 	70	violett	36					C0068261	C0068262		
	90	violett	36					C0068461	C0068462	C0068463	




Schneidende Nadel






Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)


mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

Gerade Schneidend		Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	USP
					1	1,5	2	3	3,5	metric
GERADE 60 mm	▼ GS 60	70	violett	36			C0068265	C0068266		
										

3/8 Kreis Schneidend Mikrospitze		Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
					0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	metric
3/8 KREIS 11 mm	▼ DSMP 11	45	violett	36	C0068685							
												
3/8 KREIS 13 mm	▼ DSMP 13	45	violett	36	C0068622	C0068623	C0068624					
												
3/8 KREIS 16 mm	▼ DSMP 16	45	violett	36		C0068538	C0068531	C0068529				
		70	violett	36		C0068782	C0068783	C0068784				
3/8 KREIS 19 mm	▼ DSMP 19	45	violett	36		C0068626	C0068630	C0068631				
		70	violett	36		C0068823	C0068824					
3/8 KREIS 24 mm	▼ DSMP 24	45	violett	36				C0068025	C0068022			
		70	violett	36			C0068864	C0068865				








Rundkörper-Nadel


Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

3/8 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	USP metric
				0,4	0,5	0,7	1	1,5	2	3	
3/8 KREIS 10 mm 	45	violett	36		C0068101	C0068102*	C0068103				
3/8 KREIS 12 mm 	45	violett	36				C0068134				
	70	violett	36			C0068434	C0068435	C0068436*			
3/8 KREIS 18 mm 	70	violett	36					C0068150	C0068151		
3/8 KREIS 22 mm 	70	violett	36					C0068159	C0068160	C0068161	
3/8 KREIS 26 mm 	70	violett	36						C0068164	C0068165	

3/8 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP metric
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	
3/8 KREIS 32 mm 	70	violett	36				C0068170	C0068171	C0068172	C0068173	





Rundkörper-Nadel

Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	USP
				0,5	0,7	1	1,5	2	3	3,5	metric
1/2 KREIS 10 mm 	70	violett	36		C0068002	C0068003					
1/2 KREIS 13 mm 	45	violett	36		C0068449	C0068450	C0068451				
	70	violett	36		C0068006	C0068007	C0068008				
1/2 KREIS 13 mm 	70	violett	36						C0068110	C0068111	
1/2 KREIS 17 mm 	70	violett	36		C0068011	C0068012	C0068013	C0068014	C0068015		





Rundkörper-Nadel

Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	USP
				0,5	0,7	1	1,5	2	3	3,5	
1/2 KREIS 17 mm 	70	violett	36								C0068904
	90	violett	36			C0068869					
1/2 KREIS 17 mm 	70	violett	36				C0068113	C0068114			
1/2 KREIS 22 mm 	70	violett	36				C0068029	C0068030	C0068031	C0068032	
	90	violett	36					C0068877			
1/2 KREIS 22 mm 	90	violett	36					C0068874	C0068875		





Rundkörper-Nadel

Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 22 mm 	70	violett	36					C0068036	C0068037	C0068038	
1/2 KREIS 26 mm 	70	violett	36		C0068040	C0068041	C0068042	C0068043	C0068044		
	90	violett	36		C0068540	C0068541	C0068542	C0068543	C0068544		
1/2 KREIS 26 mm 	90	violett	36				C0068901	C0068902			
1/2 KREIS 26 mm 	45	violett	36				C0068019				
	70	violett	36			C0068089	C0068090	C0068091	C0068092	C0068093	
	90	violett	36			C0068589	C0068590	C0068591	C0068592	C0068613	


Rundkörper-Nadel



Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten



1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 26 mm  HR 26ss	70	violett	36					C0068791	C0068100		
1/2 KREIS 30 mm  HR 30	70	violett	36			C0068046	C0068047	C0068048	C0068049	C0068045	
	90	violett	36				C0068447	C0068448			


Rundkörper-Nadel





Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten



1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 30 mm  HR 30s	70	violett	36					C0068547	C0068548	C0068549	
1/2 KREIS 30 mm  HR 30ss	70	violett	36						C0068559*		
	90	violett	36							C0068646*	
1/2 KREIS 37 mm  HR 37	70	violett	36			C0068050	C0068051	C0068052	C0068053		
	90	violett	36			C0068550	C0068551	C0068552	C0068553		
1/2 KREIS 37 mm  HR 37s	70	violett	36			C0068094	C0068095	C0068096	C0068097	C0068098	
	90	violett	36			C0068955	C0068595	C0068956	C0068597	C0068598	



Rundkörper-Nadel


Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	metric
1/2 KREIS 37 mm  HR 37ss	70	violett	36					C0068122	C0068123		
	90	violett	36					C0068576	C0068577		
1/2 KREIS 40 mm  HR 40s	70	violett	36				C0068055	C0068056	C0068057	C0068058	
	90	violett	36			C0068466	C0068467	C0068556	C0068557	C0068558	



Rundkörper-Nadel

Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	metric
1/2 KREIS 40 mm – Schlinge HR 40s 	150	violett	24								B0068350
1/2 KREIS 43 mm HR 43 	70	violett	36					C0068946	C0068947	C0068948	
	90	violett	36						C0068847	C0068848	
1/2 KREIS 48 mm HR 48 	70	violett	36			C0068099	C0068060	C0068061	C0068062	C0068063	
	90	violett	36				C0068560	C0068561	C0068562	C0068563	

Rundkörper-Nadel




Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten



1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 60 mm  HR 60	70	violett	36					C0068066	C0068068	
1/2 KREIS 60 mm – Schlinge  HR 60	150	violett	24					B0068380		
1/2 KREIS 65 mm  HR 65	90	violett	24						B0068640	
	150	violett	24						B0068940	


Rundkörper-Nadel




Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)


mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten



1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1,5	2	3	3,5	4	5	metric
1/2 KREIS 65 mm – Schlinge ● HR 65 	150	violett	24							B0068919
	240	violett	24							B0068930
1/2 KREIS 70 mm ● HR 70 	70	violett	36							C0068183
1/2 KREIS 76 mm ● HR 76 	70	violett	24			B0068074	B0068075	B0068076	B0068077	







Rundkörper-Nadel



Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

5/8 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
5/8 KREIS 26 mm 	70	violett	36			C0068414	C0068415	C0068416	C0068417		
	90	violett	36				C0068775				
5/8 KREIS 26 mm 	70	violett	36		C0068813		C0068815	C0068817			
	90	violett	36				C0068820	C0068828			
5/8 KREIS 36 mm 	70	violett	36				C0068425	C0068426	C0068427		
5/8 KREIS 40 mm 	70	violett	36					C0068490	C0068491		
	90	violett	36					C0068866	C0068867		

Hook Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
HOOK 30 mm 	70	violett	36				C0068475				
HOOK 40 mm 	70	violett	36						C0068478		


Rundkörper-Nadel




Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)




mittelfristig reißfest, resorbierbar


beschichtet

geflochten



Ski Nadel Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
KREIS 19 mm 	20	violett	36		C0068752						
	120	violett	36		C0068755	C0068756	C0068757				
KREIS 26 mm 	20	violett	36			C0068746	C0068749				
	120	violett	36			C0068744	C0068751				
KREIS 26 mm – Schlinge 	40	violett	36			C0068745					

Gerade Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	
GERADE 19 mm 	20	violett	36		C0068281	C0068284				
GERADE 19 mm 	35	violett	36		C0068943*					
GERADE 51 mm 	90	violett	36				C0068185			







Rundkörper-Nadel mit Trokarspitze



Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

3/8 Kreis Rundkörper Trokarspitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
3/8 KREIS 18 mm 	70	violett	36		C0068320	C0068321					
3/8 KREIS 22 mm 	70	violett	36			C0068377					
3/8 KREIS 26 mm 	70	violett	36				C0068383				
3/8 KREIS 32 mm 	70	violett	36				C0068386	C0068387	C0068309		

1/2 Kreis Rundkörper Trokarspitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 37 mm 	70	violett	36				C0068392	C0068393	C0068391		
	90	violett	36			C0068650	C0068651	C0068652	C0068653	C0068654	
1/2 KREIS 37 mm 	70	violett	36				C0068395	C0068396	C0068397		
	90	violett	36				C0068532	C0068533	C0068534	C0068535	


Rundkörper-Nadel mit Trokarspitze








Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)


mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten



1/2 Kreis Rundkörper Trokarspitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	metric
1/2 KREIS 40 mm  HRT 40	70	violett	36					C0068023	C0068024		
1/2 KREIS 40 mm  HRT 40s	70	violett	36							C0068484	
1/2 KREIS 43 mm  HRT 43	90	violett	36				C0068997		C0068472		
1/2 KREIS 43 mm – Schlinge  HRT 43	150	violett	36					C0068346	B0068347		
1/2 KREIS 43 mm  HRT 43s	70	violett	36						C0068474	C0068353	
	90	violett	36							C0068473	
1/2 KREIS 43 mm – Schlinge  HRT 43s	150	violett	24					B0068356	B0068357		
1/2 KREIS 48 mm  HRT 48	70	violett	36						C0068402		
	90	violett	36					C0068501	C0068502	C0068503	





Rundkörper-Nadel mit kurzer, schneidender Spitze





Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar


beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper Trokarerspitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 48 mm – Schlinge  HRT 48	150	violett	24					B0068370	B0068918	
1/2 KREIS 80 mm  HRT 80	90	violett	12					G0068788		

1/2 Kreis Rundkörper kurze, schneidende Spitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 17 mm  HRC 17	70	violett	36	C0068312	C0068313	C0068314	C0068315	C0068316			
1/2 KREIS 20 mm  HRC 20s	70	violett	36				C0068785				
1/2 KREIS 22 mm  HRC 22	70	violett	36		C0068325*	C0068326*	C0068331	C0068332	C0068333		
1/2 KREIS 26 mm  HRC 26	70	violett	36			C0068335*	C0068336*	C0068343			

* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit










Rundkörper-Nadel mit kurzer, schneidender Spitze


Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper kurze, schneidende Spitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 26 mm  HRC 26s	70	violett	36			C0068441		C0068444		
1/2 KREIS 30 mm  HRC 30	70	violett	36		C0068373	C0068372	C0068371	C0068374		
1/2 KREIS 30 mm  HRC 30s	90	violett	36					C0068375		
1/2 KREIS 37 mm  HRC 37	70	violett	36			C0068361	C0068362	C0068363		
	90	violett	36		C0068139	C0068140	C0068141	C0068142	C0068143	
1/2 KREIS 37 mm  HRC 37s	70	violett	36			C0068842	C0068843	C0068844		
	90	violett	36			C0068894	C0068895	C0068896	C0068897	
1/2 KREIS 40 mm  HRC 40	70	violett	36			C0068908	C0068909			
1/2 KREIS 40 mm  HRC 40s	70	violett	36					C0068960		















Rundkörper-Nadel mit kurzer, schneidender Spitze


Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

1/2 Kreis Rundkörper kurze, schneidende Spitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 43 mm  HRC 43 	90	violett	36			C0068976		C0068978		
1/2 KREIS 43 mm - Schlinge  HRC 43 	150	violett	36				C0068872	B0068873		
1/2 KREIS 48 mm - Schlinge  HRC 48 	150	violett	24					B0068987	B0068988	
1/2 KREIS 43 mm  HRC 43s 	70	violett	36					C0068627	C0068628	
	90	violett	36						C0068983	
1/2 KREIS 43 mm - Schlinge  HRC 43s 	150	violett	24				B0068601	B0068602		
1/2 KREIS 48 mm  HRC 48 	70	violett	36					C0068964		
	90	violett	36				C0068573	C0068574	C0068575	






Rundkörper-Nadel mit kurzer, schneidender Spitze

Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

Hook Rundkörper, kurze, schneidende Spitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
HOOK 30 mm 	70	violett	36								C0068476
	120	violett	36								C0068194
HOOK 30 mm 	45	violett	36								C0068479
Asymptotisch Rundkörper, kurze, schneidende Spitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
ASYMPTOT. 24 mm 	120	violett	36								C0068807


Rundkörper-Nadel mit stumpfer Spitze





Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten



1/2 Kreis Rundkörper, stumpfe Spitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP	
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	metric	
1/2 KREIS 35 mm  HRN 35	70	violett	36									C0068517
1/2 KREIS 40 mm  HRN 40	90	violett	36									C0068637
1/2 KREIS 50 mm  HRN 50	90	violett	36									C0068663 C0068664
1/2 KREIS 50 mm  HRN 50s	90	violett	36									C0068228 C0068229







Mikronadeln

Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

Mikronadeln	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	USP
				0,4	0,5	0,7	1	1,5	2	3	metric
3/8 KREIS 6 mm 	20	violett	12	G0068145							
Länge 6,4 mm Kurve 135° Microns 140											
3/8 KREIS 6 mm 	15	violett	12	G0068615							
Länge 6,1 mm Kurve 140° Microns 150											
3/8 KREIS 6 mm 	30	violett	12	G0068620	G0068621						
Länge 6,6 mm Kurve 137° Microns 200											
3/8 KREIS 6 mm 	30	violett	12	G0068702							
Länge 6,1 mm Kurve 140° Microns 150											
3/8 KREIS 6 mm 	30	violett	12	G0068710							
Länge 6,6 mm Kurve 137° Microns 200											
1/2 KREIS 8 mm 	45	violett	12				G0068966				
Länge 8,0 mm Kurve 180° Microns 330											











Mikronadeln

Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)

mittelfristig reißfest, resorbierbar

beschichtet

geflochten

Mikronadeln	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	USP
				0,4	0,5	0,7	1	1,5	2	3	metric
1/4 KREIS 6 mm  2 x VLM 6  Länge 6,0 mm Kurve 90° Microns 240	30	violett	12			G0068616					
1/2 KREIS 6 mm  2 x HLM 6  Länge 5,6 mm Kurve 160° Microns 150	30	violett	12	G0068715							
1/4 KREIS 8 mm  VLM 8  Länge 8,0 mm Kurve 90° Microns 330	45	violett	12			G0068778*					
1/4 KREIS 8 mm  2 x VLM 8  Länge 8,0 mm Kurve 90° Microns 330/430	45	violett	12			G0068734	G0068735	G0068736			
1/4 KREIS 10 mm  2 x VLM 10  Länge 10,0 mm Kurve 90° Microns 330	45	violett	12			G0068738*					

