




# Original Perfusor® Leitung

Farbkodiert

# Original Perfusor® Leitung

Farbkodierte Variante für eine individuelle Zuordnung



- Möglichkeit der farblichen Zuordnung hochpotenter Arzneimittel
- Schnelle Identifikation von spezifischen Arzneimittelapplikationen
- Reduktion der Verwechslungsgefahr
- Geringes Restvolumen
- Spezifisches Material (Polyethylen) für eine genauere Applikation sowie schnelleres Anlaufverhalten und Alarmreaktionszeiten
- Farbkodierte Varianten in Blau, Magenta, Grün



POLYETHYLEN  
(PE)



DEHP-FREI




PVC-FREI

# Original Perfusor® Leitung

Farbkodierte Varianten in Blau, Magenta, Grün


Produkt	Farbe	Material	Konnektor	Länge Gesamt (cm)	Durchmesser (mm)	Restvolumen (ml)	VE Stk.	Art.-Nr.
Original Perfusor® Leitung	■	PE (PVC-frei)	Luer-Lock	150	1,0 x 2,0	1,27	100	8723020
				200		1,67		8723021
	■	PE (PVC-frei)	Luer-Lock	150	1,0 x 2,0	1,27	100	8723025
				200		1,67		8723026
	■	PE (PVC-frei)	Luer-Lock	150	1,0 x 2,0	1,27	100	8723023
				200		1,67		8723024




GERINGES  
RESTVOLUMEN



2 BAR  
DRUCKBESTÄNDIG



GEEIGNET FÜR ALLE MARKT-  
GÄNGIGEN SPRITZENPUMPEN

B. Braun Austria GmbH | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf  
Tel. 02236 46541-0 | Fax 02236 46541-177 | [bbraun.austria@bbraun.com](mailto:bbraun.austria@bbraun.com) | [www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)  
 [www.facebook.com/bbraunat](https://www.facebook.com/bbraunat)