



ASKINA[®] CARBOSORB
VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

Askina® Carbosorb

Sterile, nichthaftende Wundkomresse mit Aktivkohlefilter, der sowohl Bakterien als auch Gerüche adsorbiert und für wenig bis stark exsudierende Wunden geeignet ist



TIPPS ZUR FIXIERUNG

Fixierung mit einer zirkulären Fixier- oder Kompressionsbinde am Unterschenkel bzw. Fuß.

Eine randseitige Fixierung ist mit Rollenpfastern entsprechender Breite möglich. Auf hautschonende Klebereigenschaften ist zu achten.

Fixierung mit einem flächigen Fixiervlies an Stellen, auf die Bewegung und Scherkräfte einwirken.

Die sterile, nichthaftende Wundkomresse Askina® Carbosorb ist im Inneren mit einem Aktivkohlefilter versehen, der sowohl Gerüche als auch Bakterien adsorbiert. Der Wundverband ist geeignet für die Behandlung von wenig bis stark exsudierenden oberflächlichen bis tiefen Wunden, besonders wenn eine Infektion und/oder die Entwicklung unangenehmer Gerüche vorliegt.

Die der Wundseite zugewandte weiche, sehr feste Schicht aus Viskose-, Polyamid- und Polyestergerewebe besitzt eine hohe Saugfähigkeit.



- Hohe Saugfähigkeit
- Für wenig bis stark exsudierende Wunden
- Für oberflächliche bis tiefe Wunden
- Bei Vorliegen einer Infektion
- Bei der Entwicklung unangenehmer Gerüche
- Bindet im Wundareal freigesetzte Toxine
- **Indikationen:** Ulcus cruris venosum, fäkale Fisteln, infizierte und/oder unangenehm riechende chirurgische oder traumatische Wunden, als Sekundärverband, besonders bei sehr unangenehm riechenden Wunden, wenn kein Folienverband verwendet werden kann

Askina® Carbosorb	Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
	10 x 10 cm	10 Stück	9025006	52073/011	1777334
	10 x 20 cm	10 Stück	9025014	52073/015	1777357