



EINSATZGEBIETE

- Ulcus cruris
- Dekubitus
- Diabetisches Fussulcus
- Traumatische Wunden
- Chirurgische Wunden
- Palliativwunden

Askina® DresSil Border

DER SILIKONBESCHICHTETE SCHAUMSTOFFVERBAND MIT HAFTRAND

Askina® DresSil Border

EINFACHES HANDLING, ANGENEHMER TRAGEKOMFORT




Askina® DresSil Border ist atraumatisch zur Wunde und zur wundumgebenden Haut. Die **Silikon-Haftfläche 1** minimiert das Trauma und den Schmerz beim Verbandwechsel, während der **Silikonhaft-rand 2** ein sicheres Fixieren auch an schwierig zu versorgenden Körperstellen ermöglicht.


Der atmungsaktive, hochabsorbierende **Polyurethanschaum 3** mit abgeflachten Rand gewährleistet ein sehr gutes Exsudatmanagement. Über den transparenten, für Wasser und Bakterien undurchlässigen **Polyurethanfilm 4** kann das Exsudat verdunsten.

VORTEILE

- Haftet sanft und sicher – auch über mehrere Tage
- Kein Schmerz beim Entfernen
- Keine Störung der Wundheilung durch Schädigung von Granulations- und Epithelgewebe
- Kann unter Kompression verwendet werden
- Durch den abgeflachten Rand werden Druckstellen verringert
- Minimiert das Risiko von allergischen Reaktionen
- Minimiert das Mazerationsrisiko der Wundumgebung




Traditioneller Kleber



Silikon-Hafttechnologie

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Größe mit HR*	Größe ohne HR*	VE	Art.-Nr.	Tarif.Nr	PZN
 Askina® DresSil Border	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	10 Stück	5397510	51446/071	4276377
	10 x 10 cm	7 x 7 cm	10 Stück	5391010	51446/017	3858901
	15 x 15 cm	12 x 12 cm	10 Stück	5391510	51446/018	3858918
	15 x 20 cm	12 x 17 cm	10 Stück	5395210	51446/096	4276377
	20 x 20 cm	17 x 17 cm	5 Stück	5392005	51446/019	3858924

*HR = Haftrand