



EINSATZGEBIETE

- Ulcus cruris
- Dekubitus
- Diabetisches Fussulcus
- Traumatische Wunden
- Chirurgische Wunden
- Palliativwunden

Askina® DresSil Sacrum

DER SILIKONBESCHICHTETE SCHAUMSTOFFVERBAND MIT HAFRAND
SPEZIELL FÜR DEN SAKRALBEREICH

Askina® DresSil Sacrum

SPEZIELL FÜR SCHWER ZU VERSORGENDE PROBLEMZONEN



VORTEILE

- Haftet sanft und sicher - auch über mehrere Tage
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel
- Keine Störung der Wundheilung durch Schädigung von Granulations- und Epithelgewebe
- Hinterlässt keine Verbandrückstände auf der Wunde
- Minimiert das Risiko von allergischen Reaktionen
- Unterstützt ein feuchtes Wundmilieu

Askina® DresSil Sacrum ist atraumatisch zur Wunde und zur wundumgebenden Haut. Die **SILIKON-HAFTFLÄCHE** minimiert das Trauma und den Schmerz beim Verbandwechsel, während der **SILIKON-HAFTRAND** ein sicheres Fixieren auch an schwierig zu versorgenden Körperstellen ermöglicht.

Der atmungsaktive, hochabsorbierende **POLYURETHAN-SCHAUM** gewährleistet ein sehr gutes Exsudatmanagement. Über den transparenten und semipermeablen, für Wasser und Bakterien undurchlässigen **POLYURETHAN-FILM** kann das Exsudat verdunsten.

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Größe mit HR*	Größe ohne HR*	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
Askina® DresSil Sacrum 	16 x 17,5 cm	13 x 14,5 cm	5 Stück	5491605	51453/015	4241137
	21 x 22 cm	18 x 19 cm	5 Stück	5492105		

*HR = Haftrand