



ASKINA® SORB

ALGINAT-WUNDAUFLAGE UND WUNDTAMPONADE

Askina® Sorb

Alginate-Wundauflage und Wundtamponade

Flexibel und einfach zu applizieren



Passt sich optimal den Konturen der Wunde an

Hohe Absorptionskapazität

In einem Stück zu entfernen

Hohe Formstabilität durch vernetzte Faserstruktur

Ermöglicht einen atraumatischen, schmerzarmen Verbandwechsel



- ① Die Askina® Sorb Komresse oder Tamponade kann einfach in die Wunde appliziert werden. Durch die weiche Materialstruktur passt sich Askina® Sorb optimal den Wundgegebenheiten an, ohne dass ein Zuschneiden erforderlich wäre.
- ② Mit Askina® Sorb die Wunde locker auffüllen.
- ③ Durch die hervorragende Absorptionsfähigkeit und Stabilität lässt sich Askina® Sorb besonders gut in einem Stück entfernen.
- ④ Verwebte Alginate-/CMC-Faserstruktur

Einsatzgebiete

Askina® Sorb kann verwendet werden bei

- Dekubitus
- Ulcus cruris
- Diabetischen Fußulcus
- Spalthautentnahmestellen
- Traumatischen Wunden
- Abschürfungen
- Thermischen Wunden, Verbrennungen Grad II
- Chirurgischen Wunden u.a. in der Proktologie, Gefäß- und Viszeralchirurgie sowie Urologie

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
Wundauflage 	6 x 6 cm	10 Stück	2115S	51110/050	3394376
	10 x 10 cm	10 Stück	2116S	51110/051	3394382
	15 x 15 cm	10 Stück	2102S	51110/052	3403767
Tamponade 	2,7 x 34 cm	3 Stück	2106S	51115/018	3394399