

Nadelfreie Ventile für die Infusionstherapie

# B. Braun Safeflow

## Vielseitiges und innovatives System

- optimiert und verbessert die Abläufe in der Infusionstherapie
- sowohl als Einzelventil als auch in Kombination mit
- Verlängerungsleitungen verfügbar
- mit Luer-Lock und Luer-Steck Ansätzen kompatibel



# Infusionen einfach sicherer machen



Produktprogramm	Beschreibung	DEHP-frei	PVC-frei	Verk.-Einh./Stk.	Art.-Nr.
	Safeflow Einzelventil, blau	•	•	50	409100H
	Safeflow Einzelventil, rot	•	•	50	409110H

Verlängerungssets	Leitung Innen ø (mm)	DEHP-frei	PVC-freie Leitung	Leitungslänge (cm)	Verk.-Einh./Stk.	Art.-Nr.
Kleinelumiges Verlängerungsset mit Safeflow	1,0	•	•	10	50	4097154?
Kleinelumiges Y-Verlängerungsset mit 2 Safeflow	1,0	•	•	12	50	4097145?
Kleinelumiges Y-Verlängerungsset mit 2 Safeflow und Rückschlagventilen	1,0	•	•	12	50	4097148?

Infusionsbestecke						
Intrafix® Primeline mit Safeflow	3,0	•		180	100	4062158
Infusomat® Space Line SafeSet mit Safeflow	3,0	•	•	300	100	8700118SP
Infusomat® Space Line, Dosifix®	3,0	•	•	270	40	8250245SP

Desinfektion		
SwabCap® Desinfektionskappe mit 70 %-igem Isopropylalkohol (IPA)	200	EM-SCXT3
Softa® Cloth CHX 2 %*	100 Tücher	19581

\*Haltbarkeit: 24 Monate



Luer-Lock



Luer-Steck

Technische Daten Safeflow	
Flussrate Einzelventil	360 ml/min
Latexfrei	✓
Kompatibel mit Luer-Steck und Luer-Lock	✓
Geschlossenes System	✓
Füllvolumen Einzelventil	0,09 ml
Anzahl der Konnektionen	bis zu 200 mal
Verwendungsdauer	Entsprechend den Hygiene-richtlinien Ihrer Einrichtung