


Ureofix[®] Day and Night

Kombinierter Bett- und Beinbeutel mit Ablassventil



3R\evcZ_UZTYeV Ec aWR^ ^ Vc

- GVCYZ_UVcf_X UVc dVc XdRUW_ <VZ^ h R_UVcf_X f_U UVc UR^ ZegVcSf_UV_V_ :_VMeZ_dXWRYc
- @aeZ^ Z\ceVc 5cf T\Rf dXJVZY f_U dZYVcd/d 2SJRf WjVcYR]eV_çdV]Sçef_eVc Y^ YVc 3VJRdef_X
- **Optimiertes Antirefluxsystem** Ô
> V^ ScR_gV_eZ] Z_ Ec aWR^ ^ Vcf_U 7]Z_V]ReeVcgV_eZ] Z^ 3Vf eV]

Belüfteter Urinbeutel 800 ml, steril

- Fassungsvermögen 800 ml
- ergonomisches Design, daher beste Passform am Ober- und Unterschenkel
- Probeentnahme am Stufenkegel
- 3R\evcZ_UZTYeV Ec aWR^ ^ Vc
- Antirefluxventil
- hochwertige Vliesrückseite, daher angenehmer Tragekomfort
- Verbindungsschlauch aus Silikon zur Konnektion eines zusätzlichen Bettbeutels (ohne Adapter!)
- Bodenablassventil mit Einsteckflasche „Soft“
- Aufhängung des Systems mit Kordel
- mit 60 cm oder 90 cm Schlauchlänge

Ureofix[®] Day and Night mit Überleitungsschlauch

Länge	Art.-Nr.	VE
60 cm	28440	25
90 cm	28441	25

Urimed[®] Strap

- Klettverband zur Fixierung von Beinbeuteln am Ober- und Unterschenkel



Urimed[®] Strap

Länge	Art.-Nr.	VE
60 cm	68551	2

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE