



## Discofix<sup>®</sup> C

100 % arzneimittelbeständige Dreiwegehähne mit Rotationsadapter

# MACHEN SIE KEINE ZUGESTÄNDNISSE

## Spannungsriss bei Dreiwegehähnen – ein Problem, das zu schwerwiegenden Komplikationen führen kann

Dreiwegehähne, ein unverzichtbarer Bestandteil des Infusions-systems, spielen eine zentrale Rolle in komplexen Regimen.

Hochkonzentrierte und effektive Arzneimittel sind Teil fortschrittlicher, therapeutischer Konzepte.

Wirksame Arzneimittel, wie zum Beispiel Anästhetika, Zytostatika, Antibiotika, Narkotika und Immunsuppressiva, in Kombination mit häufigen Manipulationen können das Material von Dreiwegehähnen so stark beanspruchen, dass es zu schwerwiegenden Schäden kommen kann. Fettemulsionen und Desinfektionsroutinen können ebenfalls zu Spannungsrissen führen. Mögliche Folgen umfassen Leakagen, Kontamination, oder noch schlimmer das Risiko einer Luftembolie.


Diese Risiken gefährden sowohl die Anwender als auch Patienten, sind ein Grund für Unsicherheit und führen dazu, dass permanente Sicherheitskontrollen notwendig sind.

Discofix® C Dreiwegehähne bestehen aus 100 % arzneimittel-beständigem Material und vermeiden diese Probleme.

Machen Sie keine Zugeständnisse.




Dreiwegehähne



3-fach Hahnbank



5-fach Hahnbank





# FÜR IHRE SICHERHEIT ENTWICKELT

## Discofix® C – einfache Handhabung kombiniert mit einzigartiger Sicherheit


Konnektieren Sie einen Dreiwegehahn an eine Venenverweilkanüle oder einen zentralvenösen Katheter oder integrieren Sie ihn im Infusionssystem, wichtig ist dabei immer, dass alle Konnektionen und Anpassungen rasch und einfach durchgeführt werden können.

Während der Manipulationen müssen Sie sich auf eine sichere, leakagen-freie Konnektion verlassen können. All diese Aspekte vereint das Design von Discofix® C.



### Schätzen Sie die einfache Konnektion

Der Rotationsadapter ermöglicht die einfache, schnelle Konnektion und garantiert ein verlässliches System. Sobald Discofix® C konnektiert wurde, lässt er sich trotzdem um seine Achse drehen. Dieses Merkmal unterstützt Sie bei Injektionen und Aspirationen über den Dreiwegehahn. Bringen Sie ihn in die für Sie beste Position, unbeabsichtigte Dekonnektionen gehören der Vergangenheit an.



### Sie können die richtige Position fühlen

Beim Drehen des Küens fühlen Sie alle 45° ein leichtes Einrasten. Genaue Anpassungen sind schnell und einfach.



### Sicherer und einfacher Zugriff

Ob beim Anschluss eines Dreiwegehahns an eine Venenverweilkanüle, einen zentralvenösen Katheter oder als Verbindung mit einem Infusionssystem – alle Konnektionen und Befestigungen sind zeitsparend und einfach durchzuführen.

# ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR 100 %IGE ARZNEIMITTELBESTÄNDIGKEIT

## Discofix® C widersteht gefährlichen Effekten von Arzneimitteln

Dieser einzigartige Dreiwegehahn ermöglicht leakagen-freie Verbindungen, unabhängig von verwendeten Arzneimitteln und häufigen Manipulationen.





Discofix® C eliminiert das Risiko plötzlich auftretender Spannungsrisse und verhindert dadurch Kontaminationen und Luftembolien.

## Discofix® C – Testvergleich mit herkömmlichen Dreiwegehähnen

Die herausragenden Eigenschaften dieser neuen Generation wurden von einem unabhängigen Institut getestet und von Fachpersonal verifiziert. Alle Tests zeigten, dass auch die wirksamsten Arzneimittel die Materialbeständigkeit von Discofix® C nicht beeinträchtigen konnten, auch nicht bei Langzeitapplikationen.

„Das Lösungsmittel im Phenytoin-Natrium kann rasch zu Materialbeeinträchtigungen bei Dreiwegehähnen aus Kunststoff (z.B. Polycarbonat) führen.“\*

\*Fachinformation




## Beschädigungsklassen:


**Klasse 0:**  
keine Schäden




**Klasse 1:**  
geringe Haarrissbildung




**Klasse 2:**  
starke Haarrissbildung




**Klasse 3:**  
Innenrisse



**Klasse 4:**  
durchdringende Risse



**Klasse 5:**  
schwerwiegende Risse




# VERTRAUEN SIE DISCOFIX® C

## Sicherheitsmerkmale

- Ermöglicht einfachen Zugang für Injektionen und Aspirationen aufgrund des Rotationsadapters
- Exakte Positionierung des Küens durch fühlbares Einrasten alle 45°
- 100 % arzneimittelbeständig
- Verhindert Leakagen, Kontaminationen und Luftembolie

## Detaillierte Informationen für Fachpersonal

Vertiefende Informationen zum Thema Risikoprävention in der Infusionstherapie finden Sie in den Broschüren „Chemische Kontamination“ und „Luftembolie“.



## Die neue Generation von Dreiwegehähnen und Hahnbänken erfüllt die Anforderungen einer fortschrittlichen Infusionstherapie

Discofix® C – eine Kombination aus innovativem Material und mehr als 20 Jahren Erfahrung von B. Braun. Die Spannungsrisssbeständigkeit des Discofix® C unter Einwirkung der heute verwendeten Arzneimittel ist einzigartig.

# DISCOFIX® C PRODUKTÜBERSICHT

|                  | PRODUKTART | FARBE     | ROTATIONS-ADAPTER | ENDSTÄNDIGER DREIWEGEHAHN (PATIENTENNAHE) | VER-LÄNGERUNG | VER-LÄNGERUNG DEHP-FREI | VE* | ART.-NR. |         |
|------------------|------------|-----------|-------------------|---|---------------|-------------------------|-----|----------|---------|
| Dreiwegehähne    |            | ■         | •                 |   |               |                         | 100 | 16494C   |         |
|                  |            | □         | •                 |   |               |                         | 100 | 16495C   |         |
|                  |            | ■         | •                 |   |               |                         | 100 | 16496C   |         |
|                  |            | ■         | •                 |   |               |                         | 100 | 16497C   |         |
|                  |            | ■         | •                 |   |               | 10 cm                   | •   | 50       | 16502C  |
|                  |            | □         | •                 |   |               | 10 cm                   | •   | 50       | 16504C  |
|                  |            | □         | •                 |   |               | 10 cm                   | •   | 100      | 4097688 |
|                  |            | ■         | •                 |   |               | 25 cm                   | •   | 50       | 16520C  |
|                  |            | ■         | •                 |   |               | 50 cm                   | •   | 50       | 16540C  |
| 3-fach Hahnbänke |            | ■ ■ ■     | •                 |   |               |                         | 50  | 16600C   |         |
|                  |            | ■ ■ ■     | •                 |   |               |                         | 50  | 16605C   |         |
|                  |            | ■ ■ ■     | •                 | •   | 180 cm        | •                       | 50  | 16611C   |         |
|                  |            | ■ ■ ■     | •                 | •   | 150 cm        | •                       | 50  | 16610C   |         |
|                  |            | ■ ■ ■     | •                 |   | 150 cm        | •                       | 50  | 16615C   |         |
| 5-fach Hahnbänke |            | ■ ■ ■ ■ ■ | •                 |   |               |                         | 40  | 16608C   |         |
|                  |            | ■ ■ ■ ■ ■ | •                 |   |               |                         | 40  | 16609C   |         |
|                  |            | ■ ■ ■ ■ ■ | •                 |   | 150 cm        | •                       | 40  | 16612C   |         |
|                  |            | ■ ■ ■ ■ ■ | •                 | •   | 150 cm        | •                       | 40  | 16613C   |         |
|                  |            | ■ ■ ■ ■ ■ | •                 | •   | 180 cm        | •                       | 40  | 16614C   |         |

\*VE = Versandeinheit

B. Braun Austria GmbH | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf  
 Tel. +43 2236 46541-0 | Fax +43 2236 46541-177 | [bbraun.austria@bbraun.com](mailto:bbraun.austria@bbraun.com) | [www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)  
[www.facebook.com/bbraunat](https://www.facebook.com/bbraunat)