

Überleitsysteme mit 15 µm-Filter

Produkt	Schlauchlänge (cm)	Spezifikation	VE / Stück	Art.-Nr.	PZN
Sekundärleitung Cyto-Set® Line					
Cyto-Set® Line	32	-	20	A2581NF	01657713
ProSet Cyto-Set® Line	32	in der Sammelpackung (1 x = 10 Stck.)	100	4182728	16572603
Sekundärleitung Cyto-Set® Mix					
Cyto-Set® Mix	32	-	20	A2900N	10759358
ProSet Cyto-Set® Mix	32	in der Sammelpackung (1 x = 10 Stck.)	100	4182726	10796514
ProSet Cyto-Set® Mix	32	mit Belüftung	20	4182703	16572626
Cyto-Set® Mix	32	UV-Protect	20	A2906N	10759364
ProSet Cyto-Set® Mix	30	Luer Lock	20	4182700	12731163
ProSet Cyto-Set® Mix	30	Luer Lock, UV-Protect	20	4182702	12731192
Applikationsleitung Schwerkraft Cyto-Set® Infusion					
Cyto-Set® Infusion	215	2+1 Ventile	20	A1687	10759482
Cyto-Set® Infusion	215	4+1 Ventile	20	A1686SNF	10759499

Da Cyto-Set® aus zwei Komponenten besteht, den Sekundärleitungen: Cyto-Set® Mix oder Cyto-Set® Line, sowie den jeweiligen Hauptleitungen: Cyto-Set® Schwerkraft, Infusomat® Space®, fm / fmS oder compact^{plus} haben wir auch die Sekundärleitungen in diesem Informationsflyer aufgeführt, obwohl sie keinen 15 µm Filter enthalten.

Überleitsysteme mit 15 µm-Filter

Produkt	Schlauchlänge (cm)	Spezifikation	VE / Stück	Art.-Nr.	PZN
Applikationsleitung Infusionspumpe Cyto-Set® Infusomat® Space® oder Infusomat® fm / fmS					
Cyto-Set® Infusomat® Space®	210	4+1 Ventile	20	8250817SP	10759536
Cyto-Set® Infusomat® Space®	210	4+1 Ventile, UV-Protect	20	8250820SP	10753640
ProSet Cyto-Set® Infusomat® Space®	250	4+1 Ventile, PVC	20	8250650SP	16572655
Cyto-Set® Infusomat® Space®	210	2+1 Ventile	20	8250917SP	10759507
Cyto-Set® Infusomat® Space®	210	2+1 Ventile, UV-Protect	20	8250920SP	10759513
ProSet Cyto-Set® Infusomat® Space®	254	2 Ventile + Discofix® (DWH)	20	8250866SP	10796483
ProSet Cyto-Set® Infusomat® Space®	254	4 Ventile + Discofix® (DWH)	20	8250966SP	10796508
ProSet Cyto-Set® Infusomat® Space®	250	4 Ventile + Discofix® (DWH), UV-Protect	20	8250455SP	11193031
Applikationsleitung Infusionspumpe Cyto-Set® Infusomat® compact^{plus}					
Cyto-Set® Infusomat® compact ^{plus}	210	4+1 Ventile	20	8700490	12731157
Cyto-Set® Infusomat® compact ^{plus}	210	2+1 Ventile	20	8700480	12731140
Cyto-Set® Adapter für Applikationsleitungen passend zur Infusionstechnik anderer Hersteller					
Cyto-Set® Pumpadapter	15	4 Ventile	20	A1673S0	10753663
ProSet Cyto-Set® Pumpadapter	15	4 Ventile, mit Belüftung, PVC	20	4182704	16572715
Infusomat^{plus} Leitung					
Infusomat ^{plus} Leitung, PVC	240	-	100	8700310	14332941
Infusomat ^{plus} Leitung, PUR	240	-	100	8700320	14332958
Infusomat ^{plus} Leitung, PVC	300	mit nadelfreiem Y-Zuspritzventil Caresite®	100	8700330	16131922

Überleitsysteme mit 15 µm-Filter

Produkt	Schlauchlänge (cm)	Spezifikation	VE /Stück	Art.-Nr.	PZN
Infusomat® Space® Leitung					
Infusomat® Space® Leitung, PVC	250	-	100	8700036SP	02955068
Infusomat® Space® Leitung, PVC	300	-	100	8270350SP	06100257
Infusomat® Space® Leitung, PVC	250	im 10er Stationsbeutel	100	8700435SP	09205867
Infusomat® Space® Leitung, PUR	250	-	100	8250731SP	06100300
Infusomat® Space® Leitung, PUR	300	mit nadelfreiem Y-Zuspritzventil Safeflow	100	8700110SP	09441450
Intrafix® Air P					
Intrafix® Air P	150	-	100	4062955	07666297
Intrafix® Primeline					
Intrafix® Primeline	180	-	100	4062981L	00426779
Intrafix® Primeline	230	-	100	4060407	02559898
Intrafix® Primeline	180	mit Rückschlagventil Infuvalve®	100	4063287	00412895
Intrafix® Primeline	180	Neutrapur*	100	4062191	00183182
Intrafix® Primeline	180	mit nadelfreiem Y-Zuspritzventil Safeflow	100	4062158	05143483
Intrafix® Primeline	180	mit endständiger PrimeStop-Schutzkappe	100	4062982L	04187840
Intrafix® Primeline	180 + 15	mit Rückschlagventil Infuvalve®, arzneimittelbeständigem Dreiwegehahn Discofix® C und endständiger Verlängerung der Länge 15 cm	100	4182111	09694180

*Verwendung nicht mit Druckinfusionsapparaten, nur mit Druckmanschetten. Nähere Informationen zu den Anforderungen an das einzusetzende Überleitsystem sowie dem Infusionsfilter entnehmen Sie bitte den aktuellen Fachinformationen der Hersteller unter dem Abschnitt 6.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung, z. B: Abraxane® von Celgene, Vyxeos liposomal von Jazz Pharmaceuticals.