

Periphere
Venenpunktion

Introcan Safety[®] 3

Sicherheitsvenenverweilkanüle mit integrierter Membran
zur weitgehenden Vermeidung von Blutaustritt

Introcan Safety® 3

Mit integriertem Mehrfachseptum

SCHNELLER ZWEITER BLUTRÜCKFLUSS

im Katheter.

KOMFORTABLE BEFESTIGUNGSFLÜGEL

erleichtern das Handling bei der Punktion und stabilisieren den Katheter für die gesamte Verweildauer.

BEWÄHRTER PASSIVER SICHERHEITSMECHANISMUS –


berührungssicher innerhalb des Kathetergehäuses platziert.

GUT SICHTBARER ERSTER BLUTRÜCKFLUSS

im transparenten Ansatz der Kanüle.

WENIGER ENTSORGUNGSVOLUMEN

durch den integrierten Sicherheitsmechanismus (im Vergleich zu anderen peripheren Safety-Verweilkathetern mit Stabilisationsplattform).



INTEGRIERTES SEPTUM

zur weitgehenden Vermeidung von Blutaustritt während der Katheteranlage und der gesamten Verweildauer des Zugangs.

Das Septum/die Membran **verhindert nicht nur Blutaustritt** bei der Anlage des Katheters und jeder weiteren Systemöffnung:

Die Venenkompression im Bereich der Kathetereintrittsstelle vor dem Entfernen der Stahlkanüle **ist nicht mehr notwendig** und der Anlagebereich bleibt insgesamt – z. B. auch bei einer Blutentnahme nach der Anlage – **besser vor Feuchtigkeit geschützt**.



Um den Anwenderfilm zur Introcan Safety® 3 direkt auf Ihrem Handy anzusehen sowie Informationen zum Produkt zu erhalten, einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Applikation einscannen und zur Website gelangen.

Gauge	Ø x Länge	Flow (ml/min)	Art.-Nr.	PZN	VE	Bestellmenge
24 G	0,70 x 19 mm	22	4251127-01	11868687	200	
22 G	0,90 x 25 mm	35	4251128-01	11868701	200	
20 G	1,10 x 25 mm	65	4251129-01	11868718	200	
20 G	1,10 x 32 mm	60	4251130-01	11868724	200	
20 G	1,10 x 50 mm	55	4251137-01	16503743	200	
18 G	1,30 x 32 mm	105	4251131-01	11868730	200	
18 G	1,30 x 45 mm	100	4251132-01	11868747	200	
16 G	1,70 x 32 mm	195	4251136-01	12644205	200	
16 G	1,70 x 50 mm	185	4251133-01	12644211	200	
14 G	2,20 x 32 mm	325	4251135-01	16032031	200	
14 G	2,20 x 50 mm	310	4251134-01	16032048	200	

- Erfüllt die Anforderungen an sichere Arbeitsgeräte gemäß TRBA 250, Abschnitt 4.2.5.
- 3-Facettenschliff für reduzierten Punktionsschmerz und eine einfachere Kathetereinführung
- Gute Sichtbarkeit des Katheters im Röntgen durch vier vollständig eingebettete Röntgenkontraststreifen
- Kathetermaterial: Polyurethan (PUR)
- Größen G18 – G24: hochdruckbeständig bis 300 psi
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Fertigung erfolgt gemäß ISO-Standard 10.555-1/5

AE-Preis: 1,75 €/Stück zzgl. MwSt.

Hinweis: Ein Umkarton zu 200 Stück enthält 4 Schachteln zu 50 Stück des jeweiligen Artikels.

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf. Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke.

Absender: Name/Adresse/Praxisstempel
X

Ihr Lieferant für Praxisbedarf
X

X X

Datum Unterschrift

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00
E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen